

## SCHEMA TECNICA

### SicurVer®

DISPOSITIVO MEDICO DI CLASSE 1 PER L'IDENTIFICAZIONE DEI FARMACI IN AREE CRITICHE

Il sistema è costituito da etichette autoadesive in rotolo, non rimovibili, della dimensione di mm 14 x 35 facilmente prelevabili da appositi dispenser, con le quali contrassegnare in maniera inconfondibile le siringhe dei farmaci da utilizzare durante gli interventi chirurgici.

Ogni dispenser contiene 3 / 5 rotoli da 1000 etichette. E' disponibile una gamma di 30 tipi di etichette di colore diverso e , su richiesta, è possibile produrne anche con stampa personalizzata per meglio rispondere alle esigenze degli utilizzatori.

Prodotto e distribuito da Almac Medicale s.a.s – Via Corno D'Aquilio 2/c – 37124 Verona

Tel. 045-8300112-8342377-FAX 045-8301610- MAIL : [info@almacmedicale.it](mailto:info@almacmedicale.it)

### SicurVer®

INFORMAZIONI TECNICHE :

**CODICE PRODOTTO: ERB2**

**MISURA ETICHETTE: MM 35 X 14**

**MATERIALE UTILIZZATO: CARTA VELLUM EXTRA**

**TIPO DI ADESIVO : COLLANTE ECOCOMPATIBILE CODICE 52045**

**STAMPA:** il colore corrisponde alla classe farmacologia di appartenenza che identifica il contenuto delle siringhe (v. lavoro scientifico del gruppo di studio S.I.A.A.R.T.I. )

**CONFEZIONAMENTO PRIMARIO: 1 ROTOLO = 1.000 ETICHETTE**

**CONFEZIONAMENTO DEFINITIVO: DISPENSER** capacità da 3 /5 rotoli **IN CARTONE RIGIDO PLASTIFICATO**  
**DISPENSER** capacità da 3/6 rotoli in **PLEXIGLASS**

**LE ETICHETTE AUTOADESIVE PER IDENTIFICAZIONE FARMACI :**

- **SONO UN DISPOSITIVO MEDICO DI CLASSE 1**  
**NUMERO DI CND: V9099**  
**Numero di Repertorio RDM :409770**
- **NON SONO UTILIZZATE SU PAZIENTI**

**ALMAC MEDICALE** di Pollini Alberto e Pollini Marco & C. S.A.S.

Sede legale : Via Corno D'Aquilio 2/c – 37124 Verona

P.IVA e Codice Fiscale 01634060238 -Capitale Sociale: Euro 10.000,00 I.V.-Registro Imprese di Verona n. REA 187736

Tel.+39 045 8300112 • +39 045 8342377 • Fax +39 045-8301610

e-mail [info@almacmedicale.it](mailto:info@almacmedicale.it)