

• STUDI PUBBLICATI SUL TEMA

SIAARTI – Società Italiana di Anestesia, Analgesia, Rianimazione e Terapia Intensiva
Levati A, Bevilacqua L, Torri G, Tufano R.
"Error in medicine"
Minerva Anesthesiol. 06, 72; 881-90.

Cabrini L, Levati A, Adrario E, Astuto M, Bevilacqua L, Borrometi F, Gregoriani P, Paccagnella F, Petrini F,
Piacevoli Q, Pietrini D, Torri G.
"Prevenzione del rischio in sala operatoria: utilizzo di due check list complementari."
Minerva Anesthesiol. 05; 71; Suppl. 1al N. 10, 299-300.

Levati A, Bevilacqua L, Petrini F, Adrario E, Cabrini L, Paccagnella F, Barneschi MG, Pietrini D, Borrometi F.
"Proactive approach for patient safety in the operative theatre: a national pilot survey."
EJA European Journal of Anaesthesiology, 2006,23, Suppl 37, 249.

Petrini F, Levati A.
"Utilizzo dei farmaci da parte di non anestesisti."
Minerva Anesthesiol. 06, 72 ; Suppl. 1, 160-163.

Mellin-Olsen J, O'Sullivan E, Balogh D, Drobnik L, Fischer K, Johannes T, Knape A, Petrini F, Vimlati L.
(UEMS-Section and Board of Anaesthesiology Working Party on Safety and Quality of Care).
"Guidelines for safety and quality in anaesthesia practice in the European Union (Draft Manuscript 10)"
In stampa EJA-06-REV-4224

A. Levati, E.Adrario, M. Astuto, G. Barneschi, F. Borrometi , L. Cabrini , P. Murabito, F. Paccagnella, F. Petrini, D. Pietrini, L.
Bevilacqua
"Il rischio in anestesia e la prevenzione dell'errore. In "Il rischio clinico: metodologie e strumenti organizzativi gestionali"
a cura di A. Panà e S. Amato. Ed. Esseditrice Roma; 2007; 239 – 48.

"ETICHETTATURA DELLE SIRINGHE IN ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA"
Coordinatore: Calderini E.

Collaboratori: Adrario E., Arena G., Astuto M., Bettelli G., Della Rocca G., Lorenzini L., Mondello E., Murabito P., Petrini F.,
Pietrini D., Pontecorvo C., Salvo I., Sammartino M., Solca M., Torri G.

SICURVER®

DISPOSITIVO MEDICO DI CLASSE 1 PER L'IDENTIFICAZIONE DEI FARMACI
DEI GRUPPI SANGUIGNI E DELLE SOLUZIONI ENTERALI IN AREE CRITICHE

SICURVER®

**"L'ERRORE TERAPEUTICO:
QUANDO UMANO E QUANDO DIABOLICO"**



**DISPOSITIVO MEDICO DI CLASSE 1 NON STERILE
PER L'IDENTIFICAZIONE DEI FARMACI
DEI GRUPPI SANGUIGNI E DELLE SOLUZIONI ENTERALI
IN AREE CRITICHE**

CE

Cod. fabbricante ERB 2 - 4 - 6 - Classificazione CND V9099
Repertorio DM 409770

Conforme all' 1 direttiva 93/42 CEE integrata dalla Dir. 2007/42 CE

Per errore di terapia si intende ogni evento che può causare o portare ad un uso inappropriato del farmaco o ad un pericolo per il paziente. Ciò può essere dovuto ad un errore di prescrizione, di trasmissione della prescrizione, etichettatura, confezionamento o denominazione, allestimento, dispensazione, distribuzione, somministrazione, educazione, monitoraggio ed uso.

Un valido aiuto per prevenire gli errori può venire da un sistema sicuro e pratico per la facile identificazione delle siringhe contenenti farmaci o soluzioni fisiologiche o ogni genere di liquido aumentando la sicurezza e eliminando i rischi di confusione.

• Il gruppo di studio SIAARTI (Società Italiana Anestesia, Analgesia, Rianimazione e Terapia Intensiva) nel documento Etichettatura delle siringhe in anestesia e terapia intensiva, si propone di facilitare l'identificazione dei farmaci impiegati nelle aree critiche come la Sala Operatoria, l'Area di Recupero Post-Anestesia, la Terapia Intensiva, ecc mediante l'applicazione di etichette colorate.

Il colore dell'etichetta identifica la classe farmacologica e facilita l'identificazione del contenuto della siringa.

È disponibile una vasta gamma di etichette ma su richiesta è possibile produrne anche con stampe personalizzate per potere rispondere pienamente alle esigenze degli utilizzatori.

Sono disponibili inoltre etichette identificative dei GRUPPI SANGUIGNI e delle soluzioni per la NUTRIZIONE ENTERALE adattabili a sacche e flebo.



ROTOLE FARMACI
1000 ETICHETTE



BOX 3 ROTOLE CARTONE
BOX 5 ROTOLE CARTONE



BOX 3 ROTOLE PLEXIGLASS
TOWER 6 ROTOLE PLEXIGLASS



ETICHETTE
TERAPIA ENTERALE



ETICHETTE
GRUPPI SANGUIGNI

SICURVER®

IDENTIFICAZIONE FARMACI

INFORMAZIONI TECNICHE:

- CODICE PRODOTTO: ERB 2
- MISURA ETICHETTE: MM 35X14
- MATERIALE UTILIZZATO: CARTA VELLUM EXTRA
- TIPO DI ADESIVO: COLLANTE ECOCOMPATIBILE CODICE 52045
- CONFEZIONAMENTO PRIMARIO: 1 ROTOLO = 1000 ETICHETTE
- STAMPA: il colore corrisponde alla classe farmacologica di appartenenza che identifica il contenuto del farmaco nella siringa (v. pubblicazione del gruppo di studio S.I.A.A.R.T.I.)

SICURVER®

GRUPPI SANGUIGNI

INFORMAZIONI TECNICHE:

- CODICE PRODOTTO: ERB 4
- MISURA ETICHETTE: MM 35X27
- MATERIALE UTILIZZATO: PVC
- TIPO DI ADESIVO: COLLANTE PERMANENTE ALTA ADESIVITA', CODICE S2045, IDONEO A TEMPERATURE DI ESERCIZIO -40°C / +70°C
- CONFEZIONAMENTO PRIMARIO: 1 ROTOLO = 500 ETICHETTE

SICURVER®

SOLUZIONI ENTERALI

INFORMAZIONI TECNICHE:

- CODICE PRODOTTO: ERB 6
- MISURA ETICHETTE PER SACCHE: MM 50X35
- MISURA ETICHETTE PER FLEBO: MM 70X35
- MATERIALE UTILIZZATO: PVC
- TIPO DI ADESIVO: COLLANTE PERMANENTE ALTA ADESIVITA', CODICE S2045, IDONEO A TEMPERATURE DI ESERCIZIO -40°C / +70°C
- CONFEZIONAMENTO PRIMARIO: 1 ROTOLO = 250 ETICHETTE