

**SCHEDA TECNICA SicurVer®  
ETICHETTE AUTOADESIVE IDENTIFICATIVE GRUPPI SANGUIGNI**

Il sistema è costituito da etichette autoadesive in rotolo, non rimovibili, della dimensione di mm 35 x 27 facilmente prelevabili da appositi dispenser, con le quali contrassegnare in maniera inconfondibile le sacche di sangue da utilizzare.

Ogni dispenser contiene 3 / 5 rotoli da 500 etichette. E' disponibile una gamma di 8 tipi di etichette che identificano i 4 gruppi sanguigni: gruppo 0 (positivo e negativo), gruppo A (positivo e negativo), gruppo B (positivo e negativo) e gruppo AB (positivo e negativo).

Prodotto e distribuito da Almac Medicaale s.a.s – Via Corno D'Aquilio 2/c – 37124 Verona

Tel. 045-8300112-8342377-FAX 045-8301610- MAIL : [info@almacmedicale.it](mailto:info@almacmedicale.it)

SicurVer®

**INFORMAZIONI TECNICHE :**

**CODICE PRODOTTO: ERB4**

**MISURA ETICHETTE: MM 35 X 27**

**MATERIALE UTILIZZATO: PVC**

**TIPO DI ADESIVO : COLLANTE PERMANENTE ALTA ADESIVITA', CODICE S2045,  
IDONEO A TEMPERATURE DI ESERCIZIO -40°C / + 70°C**

Le ns. Etichette sono conformi alle prescrizioni delle norme FDA 175.105 e BfR XIV (BfR: Bundesinstitut für Risikobewertung-Istituto Federale Tedesco per la Definizione del rischio))

**CONFEZIONAMENTO PRIMARIO: 1 ROTOLO = 500 ETICHETTE**

**CONFEZIONAMENTO DEFINITIVO: DISPENSER capacità da 3 o 5 rotoli IN CARTONE RIGIDO PLASTIFICATO,  
DISPENSER capacità da 3 o 6 rotoli IN PLEXIGLASS.**

**LE ETICHETTE AUTOADESIVE SicurVer® PER IDENTIFICAZIONE GRUPPI SANGUIGNI SONO:**

- **DISPOSITIVO MEDICO DI CLASSE 1  
NUMERO DI CND: V9099  
Numero di Repertorio RDM :409770**