

SCHEDA TECNICA SicurVer®
ETICHETTE AUTOADESIVE IDENTIFICATIVE TERAPIA ENTERALE

Il sistema è costituito da etichette autoadesive in rotolo, non rimovibili, delle dimensioni di mm 50 x 35 o sagomate mm 70 x 35, facilmente prelevabili da appositi dispenser, con le quali contrassegnare in maniera inconfondibile le sacche o le flebo per la terapia enterale.

Ogni dispenser contiene 3 / 5 rotoli da 250 etichette

Prodotto e distribuito da Almac Medicale s.a.s – Via Corno D’Aquilio 2/c – 37124 Verona

Tel. 045-8300112-8342377-FAX 045-8301610- MAIL : info@almacmedicale.it

INFORMAZIONI TECNICHE :

CODICE PRODOTTO: ERB6

MISURA ETICHETTE PER SACCHE: MM 50 x 35

MISURA ETICHETTE PER FLEBO: MM 70 x 35

MATERIALE UTILIZZATO: PVC

**TIPO DI ADESIVO : COLLANTE PERMANENTE ALTA ADESIVITA', CODICE S2045,
IDONEO A TEMPERATURE DI ESERCIZIO -40°C / + 70°C**

Le ns. Etichette sono conformi alle prescrizioni delle norme FDA 175.105 e BfR XIV (BfR: Bundesinstitut für Risikobewertung-Istituto Federale Tedesco per la Definizione del rischio))

CONFEZIONAMENTO PRIMARIO: 1 ROTOLO = 250 ETICHETTE

**CONFEZIONAMENTO DEFINITIVO: DISPENSER capacità da 3 o 5 rotoli IN CARTONE RIGIDO PLASTIFICATO,
DISPENSER capacità da 3 o 6 rotoli IN PLEXIGLASS.**

LE ETICHETTE AUTOADESIVE SicurVer® PER IDENTIFICAZIONE TERAPIA ENTERALE SONO :

- **DISPOSITIVO MEDICO DI CLASSE 1**
NUMERO DI CND: V9099
Numero di Repertorio RDM :409770
Latex Free